

Förebyggande åtgärder mot sticksakada vid användning av insulin nålar och lansetter

- Handskar skall användas vid p-glukostagning och insulingivning.
- Safe-clip skall användas hos våra kunder som har insulin (den fungerar på så sätt att nålspetsen klipps av och spetsen stannar kvar i safeclip-behållaren). Resten av nålen slängs i gul riskavfallsburk. Safe-Clip finns på apoteket och insulinbehandlade diabetiker får den gratis. När Safe-clip behållaren är full lämnas den på apoteket.
- Novo nordisk nålavgare är även godkänd som alternativ till safeclip. Observera att den endast kan användas till Novofine nålar.
- De flesta kunder har Haemolance lansetter (s.k. svampar). De rekommenderas till alla då risken för den som sticker är minimal och den är enkel att använda. För att avlägsna skyddsstaven på Haemolance, vrid och dra samtidigt. Släng i hushållsavfallet efter användning.
- Vid användning av tunnare och mindre nålar rekommenderas Accu-check fast-clix blodprovstagare. Laddas med en trumma som innehåller sex lansetter. Efter användning av de sex lansetterna så slängs trumman i hushållsavfallet.
- Andra blodprovstagare än Haemolance lansetter och Accu-check fast-clix är inte rekommenderade att använda.
- Basala hygienrutiner ska användas.

Anette Persson ssk/diabetessk
Åsa Raask dsk/diabetessk
Halmstad kommun
anette.persson@halmstad.se
asa.raask@halmstad.se
035-138029